




Отличительные особенности Модуля коленного «АКТИВ-2»



Микропроцессорное управление

Микропроцессор обрабатывает данные с датчиков, анализирует двигательную активность и управляет работой гидроцилиндра



Естественная походка

Работу протеза в фазе опоры и переноса обеспечивает гидроцилиндр. Он придаёт движениям лёгкость и плавность при различных скоростях ходьбы, позволяет уверенно спускаться по лестницам и наклонным поверхностям



Высокая безопасность

Автоматически изменяемое сопротивление сгибанию коленного модуля обеспечивает безопасность во всех режимах ходьбы (спуск по лестнице и наклонным поверхностям, посадка на стул, защита от спотыканий, стояние в фазе опоры)



Беспроводная настройка

Встроенный Bluetooth® модуль позволяет пользователю настраивать коленный модуль, активировать дополнительные режимы работы и получать статистику с помощью Android® приложения



Литий-ионный аккумулятор

Батарея повышенной ёмкости обеспечивает уверенную работу коленного модуля до пяти дней (в зависимости от использования)



Дополнительные режимы

Режим стояния, свободный режим, режим блокировки